


Wie können Sie Ihr individuelles Logo einstellen?

1. Die Software öffnen.
2. In der Software „Optionen - Einstellungen“ wählen
3. Reiter „Programm“ wählen
4. Auf „Logo wählen“ klicken (ACHTUNG: Größe = 500 x 250 px)



The screenshot shows a software window with a tabbed interface. The 'Programm' tab is selected. Under 'Benutzerinformationen', there are input fields for 'Adresse' (MEDI CAL HealthCare GmbH, An der Raumfabrik 31A, 76227 Karlsruhe, www.medi-cal.de) and 'Logo (500 x 250 px)'. The 'Logo wählen' button is circled in red. There is also a 'Löschen' button and a checkbox for 'ohne Logo'.

5. Persönliches Logo auswählen und speichern



The screenshot shows a report header with three columns. The first column contains the company name and address: 'MEDI CAL HealthCare GmbH', 'An der Raumfabrik 31A', '76227 Karlsruhe', 'www.medi-cal.de'. The second column contains 'Messprotokoll für: Adipositas Diet'. The third column contains the company logo, which is circled in red.